	Formblatt	FB095	
		17.11.2016	
	Präanalytik deutsch	E	1 von 2

Präanalytik - Wichtige Hinweise für die bestmögliche Qualität

- Jedes Röhrchen mehrmals vorsichtig direkt nach der Blutentnahme schwenken
- Bitte die Röhrchen **nicht zentrifugieren oder kühlen!**
- Bei **Raumtemperatur** und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Bitte die Röhrchen nur in unseren speziellen Testkits versenden
- Logistik:

International empfehlen wir unseren Medical Express Service


In Deutschland: Für unsere kooperierende Ärzte und Therapeuten

Sowie Patienten bieten wir eine kostenlose Abholung mit Go-Logistik an.



ArminLabs | Medicum Bad Aibling MVZ GmbH | CEO: Dr. med. Armin Schwarzbach, Renate DouwesZirbelstraße 58, 2. Stock | 86154 Augsburg | www.arminlabs.com | info@arminlabs.com Amtsgericht Traunstein, HRA 27384 | TAX-ID: DE321602336

Erstellt am: 17.07.2018	Geprüft am: 17.07.2018	Freigegeben am: 17.07.2018
Name: Zeidler, Sigrid	Name: Bail, Sarah	Name: Zeidler, Sigrid

	Formblatt	FB095	
		17.11.2016	
	Präanalytik deutsch	E	1 von 2

Blutentnahme-Verwendung der richtigen Röhrchen



Antikörper: 1 x Serum Röhrchen
Stabilität: Bis zu 14 Tage



EliSpot: 3 x ACD/CPDA Röhrchen
(bitte falls möglich 3 Röhrchen abnehmen)
Stabilität: Bis zu 3 Tage



CD3-/57+Zellen: 1 x Heparin Röhrchen + 1 x EDTA Röhrchen
Stabilität: Bis zu 3 Tage



PCR: 1 x EDTA Röhrchen
Stabilität: Bis zu 5 Tage

Erstellt am: 17.07.2018	Geprüft am: 17.07.2018	Freigegeben am: 17.07.2018
Name: Zeidler, Sigrid	Name: Bail, Sarah	Name: Zeidler, Sigrid